

LL-365

暫定版

明るい365nmLEDを搭載したファイバー光源です。



- UV-LED 365nmを搭載
- ファイバー出射でフレキシブルな照射
- 連続/パルス点灯
- シャッタータイマー機能
- 10段階の調光機能
- 均一照射や高密度照射が可能(オプション)
- 外部制御(RS232C)
- 外部トリガ入力/出力

型名	: LL-365
ランプ	: UV-LED
ピーク波長	: 365±8nm
入力電圧	: 定格AC100-240V 50/60Hz
皮相電力	: 56VA以下 ※AC100V入力/50Hz時
ライトガイド	: 石英バンドルファイバー φ5×1000L
点灯モード	: 連続 タイマー (設定時間 0.1~9999.9sec) パルス (設定時間 0.01~99.99sec)
光量調節	: 10段階調光
外部制御	: RS232C
使用環境	: 温度10~35℃ 湿度20~80% ※結露なきこと
寸法	: 120(W)×220(D)×188(H)mm ※突起物を除く
重量	: 2.5kg

■本カタログに記載の内容は、改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Asahi Spectra Co.,Ltd.

朝日分光株式会社

本社/営業部 〒114-0034 東京都北区上十条2-13-1 ガーデニアビル4F
tel:03-3909-1151 fax:03-3909-1152 E-mail:info@asahi-spectra.co.jp

東日本営業所 〒329-2741 栃木県那須塩原市北赤田1576
tel:0287-37-4763 fax:0287-37-4001 E-mail:info_tochigi@asahi-spectra.co.jp

大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-4 MF新大阪ビル2F
tel:06-4807-1777 fax:06-4807-1778 E-mail:info_osaka@asahi-spectra.co.jp

ホームページ www.asahi-spectra.co.jp