<u>__ASAHI SPECTRA__</u> 光源用アクセサリー

高密度照明ユニット 高密度照明レンズ

φ 2.5 **KLQ-2.5** φ 5 **KLQ-5**


ライトガイドに取り付けて、 高密度に集光するレンズユニットです。

- ●高密度な集光によりハイパワーな照射が可能
- ●照射エリアに合わせてφ2.5、φ5の2種類をラインナップ




高密度照明レンズは、ライトガイドから の光を複数枚のレンズにより、高密度に 集光するレンズユニットです。

照射距離や照射エリアに応じて、特注設 計も可能です。



■接続例 ライトガイド (結束径φ5) 光源 高密度照明レンズ



■本カタログに記載の内容は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Asahi Spectra Co., Ltd.

Asahi Spectra Co., Ltd. 朝日分光株式会社 https://www.asahi-spectra.co.jp/

本 社 〒114-0034 東京都北区上十条2-13-1 ガーデニアビル4F TEL:03-3909-1151 FAX:03-3909-1152 E-mail:info@asahi-spectra.co.jp

〒329-2741 栃木県那須塩原市北赤田1576 TEL:0287-37-4763 FAX:0287-37-4001 E-mail:info_tochigi@asahi-spectra.co.jp

大 阪 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-4 MF新大阪ビル2F TEL:06-4807-1777 FAX:06-4807-1778 E-mail:info_osaka@asahi-spectra.co.jp